

HUMIDOPHONE® PLUS RED / HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46487-03



CE

REF 46489-03



CE 0482

- ▶ Valve de phonation avec filtre intégré
- ▶ Distinctive de par son coloris rouge vif par rapport à d'autres embouts, comme un HME
- ▶ La membrane est fermée en position initiale (valve à position fermée) et s'ouvre à chaque inspiration.
- ▶ Avantage : un léger souffle suffit pour fermer la valve et ainsi permettre la phonation. Moins fatiguant pour le patient, meilleure qualité de phonation.
- ▶ Profil plat, poids faible
- ▶ Filtre de polyuréthane poreux
- ▶ Filtre en position proximale (vers le patient)
- ▶ Avec adaptateur multiple : convient aussi bien à un connecteur de 15 mm (UNI) qu'à un adaptateur combiné de 22 mm (KOMBI)
- ▶ **HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED** (REF 46489-03) avec raccord pour oxygène (raccord à enficher 5 mm)

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

HUMIDOPHONE® PLUS RED

REF 46487-03

30 x valves de phonation

ou

HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED

REF 46489-03

30 x valves de phonation

Produit	Unité	REF
HUMIDOPHONE® PLUS RED	30 pièces, conditionnement par 5	46487-03
HUMIDOPHONE® PLUS O₂ RED	30 pièces, conditionnement par 5	46489-03

La valve de phonation HUMIDOPHONE® ne peut être utilisée que chez les patients dont le larynx est totalement ou partiellement conservé !