



NECKFIX® ENDO PRO

REF 32920



REF 32921



REF 32931



REF 32932



- ▶ Set de fixation en deux parties pour tube endotrachéal, permet une fixation sûre des tubes endotrachéaux
- ▶ Partie centrale : couche double face en velours, peu extensible, avec bande adhésive pré-collée et fente pour une fixation sûre du tube endotrachéal
- ▶ Support de nuque : couche intérieure en coton doux, absorbant et doux pour la peau, au milieu, rembourrage en mousse, à l'extérieur, couche en velours pour une fixation sûre des bandes auto-adhésives – disponible en deux tailles : 32,5 cm + 47 cm
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO SET** : partie centrale et support de nuque
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO** : partie centrale avec bande adhésive insérée et 2 bandes auto-agrippantes
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad L**
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad XL**
- ▶ Coloris : blanc-turquoise

CONTENU

NECKFIX® Endo PRO Set **REF 32920**
100 x parties centrales (28 cm) avec bande adhésive et 2 bandes auto-agrippantes, support de nuque L, 32,5 cm

ou

NECKFIX® Endo PRO **REF 32921**
8 x 10 parties centrales (28 cm) avec bande adhésive et 2 bandes auto-agrippantes

ou

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad L
8 x 10 supports de nuque L, 32,5 cm **REF 32931**

ou

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad XL
5 x 10 supports de nuque L, 47 cm **REF 32932**