

LARYVOX® DUO BRUSH & LARYVOX® STOMA LIGHT

REF 29110



REF 29120



REF 69101 (optioneel)



- ▶ Voor de behoedzame en grondige dagelijkse reiniging van stemprothesen
- ▶ Met een borstel voor het reinigen van het binnenste kanaal van de stemprothese in de tracheo-oesofageale fistel en een schuimstof sponsje voor het verwijderen van afzettingen en secreet van de tracheaflens van de stemprothese
- ▶ **LARYVOX® Duo Brush Extra** met conisch gevormde borstelkop - maakt een intensieve reiniging van de binnenzijde van de ventielklep en het aangrenzende deel van de slokdarmflens mogelijk
- ▶ Beweeg de **LARYVOX® Duo Brush Extra** alleen draaiend in het lichaam van de stemprothese - anders bestaat het risico op dislocatie van de prothese
- ▶ Incl. **LARYVOX® Clip** voor de bevestiging van een stomalampje (**LARYVOX® Stoma Light**, afzonderlijk verkrijgbaar). Door de combinatie van borstel en lamp is het mogelijk het reinigen met één hand te doen en blijft de andere hand vrij
- ▶ Met een spiegel aan de achterkant van de box voor het gemakkelijk dagelijks reinigen door de patiënt zelf. De noodzaak om een aparte spiegel mee te nemen vervalt
- ▶ **LARYVOX® Stoma Light**, werkt op batterijen (batterij inbegrepen), met zeer helder led-licht voor een effectieve en veilige reiniging van de stemprothese

LEVERINGSOMVANG

LARYVOX® Duo Brush **REF 29110-xx**
6 x stemprotheseborstels in etui, maten 06 - 18

Vermeld bij bestelling de maat achter het artikelnummer (zie tabel).

of
LARYVOX® Duo Brush Extra **REF 29120**
6 x stemprotheseborstels in etui, standaardmaat

Optioneel verkrijgbaar:
LARYVOX® Stoma light **REF 69101**

Maat 29110-xx	Maat stemprothese Lengte [Fr]	Breedte [mm]	REF
06	4 - 6	16-24	29110-06
08	7 - 8	16-24	29110-08
10	9 - 10	16-24	29110-10
12	11 - 13	16-24	29110-12
18	14 - 18	16-24	29110-18
-	4-10	20-24	29120

CE 0482