

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

REF 115950



- ▶ Stomabutton, um das Tracheostoma von Laryngektomierten offen zu halten, bei gleichzeitiger Minimierung der Kontaktfläche mit der empfindlichen Trachealschleimhaut
- ▶ Für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3-6 Monate
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, geschmeidig, geringes Gewicht
- ▶ Mit 22 mm Adapter (**KOMBI**) zum Anschluss einer HME-Filterkassette und/oder Sprechventilen
- ▶ Mit zwei seitlichen Ösen zur Befestigung eines Kanülentragebandes, um das Herausfallen des Stomabuttons zu verhindern
- ▶ In zwei unterschiedlichen Längen
- ▶ Transparent, unauffälliges Design

LIEFERUMFANG

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX Größe 8-12 REF 115950

1 x Stomabutton
1 x Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®)
1 x Kanülenpass
1 x Gebrauchsanweisung

oder

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX SHORT, Größe 8-12 REF 115960

1 x Stomabutton
1 x Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®)
1 x Kanülenpass
1 x Gebrauchsanweisung

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!



KOMBI




MRT

CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

Technische Daten

TECHNISCHE SKIZZE



LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

REF 115950-xx

Größe	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	22,0	115950-08
9	12,0	9,0	22,0	115950-09
10	13,0	10,0	22,0	115950-10
11	14,0	11,0	22,0	115950-11
12	15,0	12,0	22,0	115950-12

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX SHORT

REF 115960-xx

Größe	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	15,0	115960-08
9	12,0	9,0	15,0	115960-09
10	13,0	10,0	15,0	115960-10
11	14,0	11,0	15,0	115960-11
12	15,0	12,0	15,0	115960-12

Legende

Alle Angaben in mm

OD = Außendurchmesser am Kanülenschild

ID = Innendurchmesser an der Kanülenspitze der Außenkanüle

NL = Länge über den Mittelbogen

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm-swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm-swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secret boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.