

LARYVOX® UNIEK Ultra Low Resistance (U.L.R.)

steriel

REF 25010



REF 25020



REF 25050



REF 25925



REF 25800 (optional)



Scan om de
video's te
bekijken.



- ▶ Er kan worden gekozen uit 3 diameters (21 Fr., 22.5 Fr. en 24 Fr.) en 8 lengtemate (5 - 11 mm / 13 mm)
- ▶ Gemaakt van medisch siliconen en radiopaak bariumsulfaat, voor een duidelijke visualisatie in geval van aspiratie/ingestie
- ▶ De stemprouthese LARYVOX® UNIEK U.L.R. is geschikt voor MRI-onderzoeken
- ▶ Plaatsing is anterograde mogelijk met de LARYVOX® Inserter UNIEK (Art.-nr. 25925)
- ▶ De LARYVOX® UNIEK U.L.R. wordt steriel verpakt geleverd
- ▶ De variant van de 24 Fr. LARYVOX® UNIEK U.L.R. stemprouthese is met name geschikt voor gebruik bij patiënten met een verwijd fistel
- ▶ Bij mogelijke transprothetische lekkages biedt de LARYVOX® PLUG (Art.-nr. 25800) een tijdelijke oplossing
- ▶ Voor een beter begrip kunnen video-tutorials worden bekeken op YouTube, bijvoorbeeld voor reiniging en vervanging

BESTELLINFORMATIE

LARYVOX® UNIEK U.L.R.

1 x Stemprouthese
1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
1 x LARYVOX® DUO BRUSH
1 x Stemprouthese paspoort
1 x Gebruiksaanwijzing

21 Fr.

REF 25010-xx

22.5 Fr.

REF 25050-xx

24 Fr.

REF 25020-xx

Optioneel verkrijgbaar:

LARYVOX® PLUG

REF 25800

Het kiezen van de juiste stemprouthese en het vervangen daarvan worden gedaan door de arts.

Grootte	Lengte mm	Schachtdiameter Ø mm			REF		
		21 FR.	22.5 FR.	24 FR.	21 FR.	22.5 FR.	24 FR.
05	5,0	7,0	7,5	8,0	25010-05	25050-05	25020-05
06	6,0	7,0	7,5	8,0	25010-06	25050-06	25020-06
07	7,0	7,0	7,5	8,0	25010-07	25050-07	25020-07
08	8,0	7,0	7,5	8,0	25010-08	25050-08	25020-08
09	9,0	7,0	7,5	8,0	25010-09	25050-09	25020-09
10	10,0	7,0	7,5	8,0	25010-10	25050-10	25020-10
11	11,0	7,0	7,5	8,0	25010-11	25050-11	25020-11
13	13,0	7,0	7,5	8,0	25010-13	25050-13	25020-13

CE 0482