

**COMBIPHON® / COMBIPHON® O<sub>2</sub>**

REF 27131



CE

REF 27132



CE 0482

- ▶ Válvula fonatoria - transparente, peso reducido
- ▶ Con membrana de silicona
- ▶ La membrana de la válvula, cerrada en la posición inicial, se abre brevemente durante la inspiración. Ventaja: no se requiere una presión de soplado inicial elevada para cerrar la válvula y permitir la fonación. Resultado: menor cansancio del paciente y mejor calidad fonatoria
- ▶ Con multiadaptador: apta para conectores de 15 mm (**UNI**) y también para adaptadores de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Sólo para pacientes traqueostomizados, no para pacientes laringectomizados
- ▶ La válvula fonatoria se debe utilizar exclusivamente en combinación con una cánula de fonación.

**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>COMBIPHON®</b>               | <b>REF 27131</b> |
| 1 x Válvula fonatoria           |                  |
| 1 x Instrucciones de uso        |                  |
| o                               |                  |
| <b>COMBIPHON® O<sub>2</sub></b> | <b>REF 27132</b> |
| 1 x Válvula fonatoria           |                  |
| 1 x Instrucciones de uso        |                  |



15 mm

UNI



22 mm

KOMBI

O<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

La válvula fonatoria COMBIPHON® la deben utilizar exclusivamente pacientes con laringe total o parcialmente conservada.

| producto                        | PU      | REF          |
|---------------------------------|---------|--------------|
| <b>COMBIPHON®</b>               | 1 pieza | <b>27131</b> |
| <b>COMBIPHON® O<sub>2</sub></b> | 1 pieza | <b>27132</b> |