

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

REF 115950



- ▶ Botón de estoma que mantiene abierto el traqueostoma de los laringectomizados, al tiempo que minimiza la superficie de contacto con la mucosa traqueal sensible
- ▶ Para el uso prolongado, vida útil de 3-6 meses
- ▶ Silicona de calidad médica: blanda, flexible, peso reducido
- ▶ Con adaptador de 22 mm (**KOMBI**) para el alojamiento de HME o válvulas fonatorias
- ▶ Con dos ojales laterales para fijar una cinta de sujeción de la cánula y evitar la caída del botón de estoma
- ▶ En dos longitudes diferentes
- ▶ Transparente, diseño discreto

VOLUMEN DE SUMINISTRO**LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX**

Tamaño 8-12

REF 115950

- 1 x Botón de estoma
- 1 x Cinta de sujeción de la cánula
- 1 x Tarjeta de indentificación
- 1 x Instrucciones de uso


o

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON**FIX SHORT, Tamaño 8-12****REF 115960**

- 1 x Botón de estoma
- 1 x Cinta de sujeción de la cánula
- 1 x Tarjeta de indentificación
- 1 x Instrucciones de uso

Al hacer el pedido, especifique la tamaño y la longitud según el número de artículo.

**KOMBI****MRT****CE 0482**

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX**Datos técnicos****ESQUEMA TÉCNICO****LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX****REF 115950-xx**

Tamaño	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	22,0	115950-08
9	12,0	9,0	22,0	115950-09
10	13,0	10,0	22,0	115950-10
11	14,0	11,0	22,0	115950-11
12	15,0	12,0	22,0	115950-12

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX SHORT**REF 115960-xx**

Tamaño	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	15,0	115960-08
9	12,0	9,0	15,0	115960-09
10	13,0	10,0	15,0	115960-10
11	14,0	11,0	15,0	115960-11
12	15,0	12,0	15,0	115960-12

Leyenda

Todos los datos en mm

OD = diámetro exterior en el escudo de la cánula

ID = diámetro interior en la punta de la cánula exterior

NL = Longitud sobre el arco central

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm-swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm-swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.