

BLOM-SINGER® ELECTROLARYNX



- ▶ Auxiliaire de phonation pratique et fonctionnelle pour patients laryngectomisés
- ▶ Facile à manipuler en raison du faible poids
- ▶ L'auxiliaire de phonation est appliqué sur le cou de l'utilisateur et génère des vibrations acoustiques transmises au moyen d'une membrane dans la trachée, la bouche et le nez.
- ▶ Ces vibrations sont générées par les mouvements naturels d'élocution et permettent d'obtenir une voix de remplacement compréhensible
- ▶ Le réglage de la hauteur du son permet d'ajuster la sonorité de l'électrolarynx.
- ▶ Le volume sonore peut être ajusté de manière individuelle et optimale à l'état de l'utilisateur au moyen de boutons de réglage faciles à commander.
- ▶ L'électrolarynx est un auxiliaire de phonation avec un câble de charge USB magnétique pratique.
- ▶ Le cordon fourni facilite le port de l'auxiliaire de phonation

CONTENU		
Blom-Singer® ElectroLarynx Digital Speech Aid		
		REF EL2000
1 x Blom-Singer® ElectroLarynx		
1 x lanière de fixation		
1 x câble de charge USB		
1 x mode d'emploi		
Disponibles en option :		
Oral Adapter		REF EL2002

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intervalle de fréquence	70 - 165 Hz
Plage de volume	60 - 83 dB
Autonomie	jusqu'à 30 h avec une batterie totalement chargée
Dimensions de l'appareil de base (L x Ø)	123 x 32 mm
Poids	127,6 g
Matériau	Plastique ABS
Batterie	3,7 Li-Ion, rechargeable
Puissance	3400 mAh
Prise USB	Micro USB magnétique

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH est le distributeur exclusif des produits Blom-Singer® en Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Allemagne, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Suède et Suisse.