

MUCOPROTECT® CUFF PRESSURE GAUGE



- ▶ Voor het bewaken van de cuffdruk van tracheacanules en endotracheale tubes met cuff
- ▶ Groot oppervlak maakt precies aflezen mogelijk, voor maximale nauwkeurigheid
- ▶ Optimale drukbereik (20-30 cmH₂O) duidelijk zichtbaar afgebakend door blauwgroen vlak
- ▶ Drukontlastingsknop aan de zijkant
- ▶ Kan voor alle controleballonnen met Luer-Lock-sluiting gebruikt worden (marktstandaard)
- ▶ Verbindingslang (75 cm lang) in de leveromvang inbegrepen
- ▶ Extra verbindingsslansen optioneel verkrijgbaar (MUCOPROTECT® Connection tube / REF 19506)

LEVERINGSOMVANG

**MUCOPROTECT®
CUFF PRESSURE GAUGE** **REF 19500**

1 x cuff-drukmeter
1 x aansluitslang
1 x gebruiksaanwijzing

Optioneel verkrijgbaar:

**MUCOPROTECT®
CONNECTION TUBE (75 cm)** **REF 19506**

CE 0482