











ASSORTIMENT LARYVOX® TAPE

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding	Eigenschappen
48100	LARYVOX® TAPE STANDARD ROUND		• Transparant uiterlijk met water-afstotend effect • Gemiddelde kleefkracht • Geschikt voor de normale huid
48200	LARYVOX® TAPE STANDARD OVAL		
48300	LARYVOX® TAPE STANDARD XL OVAL		
48120	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE ROUND		• Dunne en flexibele pleister, vormt zich goed rond de (onregelmatige) stoma • Anti-allergische lijmlaag • Sterke kleefkracht, watervast • Geschikt voor de gevoelige huid, zacht en ademend materiaal • Geschikt voor handsfree spreken
48220	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE OVAL		
48320	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE XL OVAL		
48130	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT ROUND		• Huidvriendelijke lijmlaag op hydrocolloidbasis • Speciaal geschikt voor de gevoelige huid • Sluit slijm en lichaamsvocht in zodat de vochtigheidsgraad van de huid gehandhaafd blijft • Niet geschikt voor douchen
48230	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT OVAL		
48330	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT XL OVAL		

Artikelnummer	Omschrijving	Afbeelding	Eigenschappen
48140	LARYVOX® TAPE COMFORT ROUND		• Dun, ademend en huidkleurig materiaal; biedt optimale kleefeigenschappen en een onopvallend uiterlijk • Dunne en flexibele pleister, vormt zich goed rond de (onregelmatige) stoma • Lange levensduur door goede aansluiting op de huid • Geschikt voor handsfree spreken
48240	LARYVOX® TAPE COMFORT OVAL		
48340	LARYVOX® TAPE COMFORT XL OVAL		
48050	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN ROUND		• Speciaal voor de gevoelige huid • Kan het optreden van allergische huidreacties verminderen • Past zich gemakkelijk aan bewegingen aan • Zeer goede kleefeigenschappen • Hoge flexibiliteit en lange levensduur
48150	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN OVAL		
48250	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN XL OVAL		
48400	LARYVOX® TAPE EXTRA FINE		• Zeer goede kleefeigenschappen • Transparante en extreem dunne pleister • Waterbestendig • Groot plakoppervlak • Past zich uitstekend aan de bewegingen van de hals aan • Geschikt voor handsfree spreken • Vorm: rechthoekig
48500	LARYVOX® TAPE CONVEX		• Geschikt voor een nauwkeurige positionering bij een diep(er)-liggen stoma • Honingraatstructuur biedt goede ondersteuning • Vermindert het optreden van allergische reacties van de huid • Transparant uiterlijk • Waterafstotend materiaal • Zeer goede kleefeigenschappen • Uitzonderlijk geschikt voor handsfree spreken

Uw distributeur:



MDS B.V.
Ebweg 1B • 2991 LS Barendrecht
NL - Nederland • Tel: +31 (0)50 - 569 0038
mail info@mdsbv.com • www.mdsbv.com

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a • 51149 Köln • Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 • Germany • mail vertrieb@fahl.de • www.fahl.de