


LARYVOX® TAPE CONVEX

REF 48500



- ▶ Basisplatte, für ein tiefliegendes Tracheostoma gut geeignet
- ▶ Die Grundplatte als Wabenkern bietet eine starke Gesamtstruktur
- ▶ Durch den flexiblen Wabenkern bietet das **LARYVOX® TAPE CONVEX** einen hohen Tragekomfort, da es besonders stark und gleichzeitig flexibel und bequem zu tragen ist
- ▶ Die ergonomisch geformte Abreißlasche ermöglicht eine einfache Platzierung
- ▶ Das Tape sorgt durch eine breite Klebefläche für eine zuverlässige Abdichtung, wodurch die Stimm-bildung vereinfacht wird
- ▶ Eine neue Lasche sorgt für eine leichte Entfernung des Tapes von der Haut
- ▶ Befestigungssystem für die tägliche Nutzung von HME Filterkassetten oder Tracheostomaventilen mit jeweils einem 22 mm-Adapter (**KOMBI**)
- ▶ **LARYVOX® TAPE CONVEX** ist gut geeignet zur Anwendung mit einem fingerfreien Sprechventil
- ▶ Transparente Optik und wasserabweisendes Material
- ▶ Form: oval, bzw. convex

LIEFERUMFANG

LARYVOX® TAPE CONVEX

REF 48500

10 x Basisplatte, einzeln verpackt

1 x Gebrauchsanweisung