



TRACHEOTEC® VARIO / TRACHEOTEC® VARIO CUFF

REF 18560



REF 18920



- ▶ Canule trachéale
 - **REF 18920** : avec ballonnet basse pression (**CUFF**)
 - **REF 18560** : sans ballonnet basse pression
- ▶ Colletette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (**VARIO**) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Avec bande latérale radio-opaque
- ▶ Le set contient un cordon de canule, un obturateur et un passeport de canule

CONTENU

TRACHEOTEC® VARIO REF 18560-xx


1 x canule trachéale
 1 x lanière de fixation de canule
 1 x obturateur
 1 x passeport de canule
 1 x mode d'emploi

ou

TRACHEOTEC® VARIO CUFF REF 18920-xx

1 x canule trachéale avec ballonnet
 1 x lanière de fixation de canule
 1 x mandrin d'introduction
 1 x passeport de canule
 1 x mode d'emploi

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande ! Le tableau des tailles est disponible ci-joint.




CE 0482


TRACHEOTEC® VARIO / TRACHEOTEC® VARIO CUFF

CROQUIS TECHNIQUE

REF 18560



REF 18920



Légende

Toutes les dimensions sont en mm

OD1 = diamètre externe de la collerette de canule

ID1 = diamètre interne à l'extrémité de la canule externe

CD = diamètre du ballonnet

NL = longueur sur la courbe centrale

OL = longueur sur la courbe extérieure

TRACHEOTEC® VARIO

REF 18560-xx

Taille	DE1	ID1	NL	OL
03	4,7	3,0	43,3	47,2
035	5,3	3,5	46,2	50,6
04	6,0	4,0	52,1	57,1
045	6,7	4,5	52,1	57,7
05	7,3	5,0	55,1	61,1
055	8,0	5,5	57,0	63,6
06	8,7	6,0	59,9	67,1
065	9,3	6,5	65,8	73,5
07	10,0	7,0	68,7	77,0
075	10,7	7,5	72,6	81,5
08	11,3	8,0	78,5	87,9
085	12,0	8,5	80,5	90,4
09	12,7	9,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	93,7	105,3

TRACHEOTEC® VARIO CUFF

REF 18920-xx

Taille	DE1	ID1	CD	NL	OL
03	4,7	3,0	15,0	43,3	47,2
035	5,3	3,5	15,0	46,2	50,6
04	6,0	4,0	19,0	52,1	57,1
045	6,7	4,5	19,0	52,1	57,7
05	7,3	5,0	19,0	55,1	61,1
055	8,0	5,5	19,0	57,0	63,6
06	8,7	6,0	22,0	59,9	67,1
065	9,3	6,5	22,0	65,8	73,5
07	10,0	7,0	30,0	68,7	77,0
075	10,7	7,5	30,0	72,6	81,5
08	11,3	8,0	30,0	78,5	87,9
085	12,0	8,5	30,0	80,5	90,4
09	12,7	9,0	30,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	30,0	93,7	105,3

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.