

LARYVOX® DUO BRUSH & LARYVOX® STOMA LIGHT

REF 29110



REF 29120



REF 69101 (en option)



- ▶ Pour le nettoyage quotidien approfondi et en douceur de prothèses phonatoires
- ▶ Avec une brosse pour le nettoyage du canal interne de la prothèse phonatoire dans la fistule trachéo-œsophagienne et une petite éponge en mousse destinée à l'élimination des dépôts et sécrétions provenant de la bride trachéale de la prothèse phonatoire
- ▶ **LARYVOX® Duo Brush Extra** avec tête de brosse conique – il permet le nettoyage intensif de la face intérieure du clapet de valve et de la bride œsophagienne adjacente
- ▶ Ne déplacer la brosse **LARYVOX® Duo Brush Extra** qu'en effectuant des mouvements rotatifs dans le corps de la prothèse phonatoire afin de prévenir tout risque de dislocation de la prothèse
- ▶ Avec **LARYVOX® Clip** pour la fixation d'une lampe d'inspection (**LARYVOX® Stoma Light**, disponible séparément). La combinaison de la brosse et de la lampe permet l'exécution du processus de nettoyage d'une seule main, laissant l'autre main libre.
- ▶ Avec un miroir au dos de la boîte pour le nettoyage quotidien confortable par le patient lui-même. Il n'est alors plus nécessaire d'emmener un miroir séparé avec soi.
- ▶ **LARYVOX® Stoma Light**, sur pile (pile fournie), avec une DEL très brillante pour un nettoyage efficace et sûr de la prothèse phonatoire

CONTENU

LARYVOX® Duo Brush **RÉF 29110-xx**
6 x écouvillon de prothèse phonatoire en étui, tailles 06 - 18

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande [voir tableau].

ou

LARYVOX® Duo Brush Extra **RÉF 29120**
6 x écouvillon de prothèse phonatoire en étui, taille unique

Disponibles en option :

LARYVOX® Stoma Light **RÉF 69101**

Taille 29110-xx	Taille de la Prothèse phonatoire		REF
	Longueur [Fr]	Largeur [mm]	
06	4 - 6	16-24	29110-06
08	7 - 8	16-24	29110-08
10	9 - 10	16-24	29110-10
12	11 - 13	16-24	29110-12
18	14 - 18	16-24	29110-18
-	4-10	20-24	29120

CE 0482