

OPTIFAHL® STOMA OIL

REF 31525



REF 31550



- ▶ Kleurloze neutrale olie als glijmiddel voor tracheacanules
- ▶ Geen irritatie van het slijmvlies
- ▶ Vergemakelijkt het inbrengen van de tracheacanule in de tracheostoma
- ▶ Ook te gebruiken voor tracheacanules met binnencanule: inoliën van de binnencanule maakt het inbrengen ervan in de buitencanule gemakkelijker
- ▶ **REF 31525:** PET-fles met druppelteller, voor een zuinige en nauwkeurige dosering van de stomaolie!
- ▶ **REF 31550:** Stomaolie-doek: geen gemorste druppels, gegarandeerd de juiste dosering, hygiënisch en praktisch afzonderlijk verpakt; ideaal voor onderweg!

LEVERINGSOMVANG	
OPTIFAHL® STOMA OIL 1 x PET-fles (25 ml)	REF 31525
of	
OPTIFAHL® STOMA OIL Towel Formaat: 135 x 200 mm Pak van 30 (4 ml), individueel verpakt	REF 31550

