


DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700



REF 67717 (en option)




- ▶ Système d'aspiration portable pour l'aspiration sous-glottique
- ▶ Poche d'aspiration avec couvercle pour un changement hygiénique réduisant le présence de germes
- ▶ Gélifiant intégré pour lier les sécrétions
- ▶ Filtre à charbon actif intégré dans l'appareil pour réduire les odeurs
- ▶ Affichage numérique en allemand, anglais, français, espagnol, italien, néerlandais
- ▶ Possibilité de réglage individuel :
 - Vide : -60 mbar à -300 mbar (par paliers de 10 mbar)
 - Durée d'aspiration : 10 – 60 s (réglage par paliers de 1 seconde)
 - Durée de pause : 3 – 60 min (réglage par paliers de 1 minute)

CONTENU

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S	REF 67700
1 x aspirateur	
1 x réceptacle externe « Bag » (1000 ml)	REF 67710
1 x support de réceptacle externe « Bag »	REF 67712
1 x poche d'aspiration « OneWay » (1000 ml)	
1 x système d'aspiration avec connecteur cannelé (non stérile)	
1 x tuyau de connexion du système de réceptacle de sécrétions à usage unique « OneWay »	REF 67713
1 x bloc d'alimentation	REF 67912
1 x notice abrégée	
1 x mode d'emploi	
Disponibles en option :	
1 x réceptacle externe « Bag » (1000 ml)	REF 67710
60 x poches d'aspiration « OneWay » (1000 ml)	REF 67711
1 x support de réceptacle externe « Bag »	REF 67712
1 x tuyau de connexion du système de réceptacle de sécrétions à usage unique « OneWay »	REF 67713
1 x système réceptacle à usage unique (réceptacle externe, poche d'aspiration, support pour réceptacle externe, tuyau de raccordement, tubulure d'aspiration à usage unique avec connecteur cannelé)	REF 67714
10 x systèmes d'aspiration avec connecteur cannelé (non stérile)	REF 100712-1
1 x ensemble de changement de système de filtre double DFS®	REF 67716
1 x support variable DYSSUCTION® Suction Device S	REF 67717

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S



APERÇU DES APPAREILS	REF	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
① Poignée de transport		Vide -60 mbar à -300 mbar (par paliers de 10 mbar)
② Tuyau de raccordement du système de réceptacle de sécrétions à usage unique « OneWay »	67713	Durée d'aspiration 10 – 60 s (par paliers de 1 seconde)
③ Raccord pour tubulure d'aspiration		Durée de pause 3 – 60 min (par paliers de 1 minute)
④ Système d'aspiration avec connecteur cannelé (non stérile) (UV 10)	100712-1	Puissance d'aspiration du dispositif max. 8 l/min
⑤ Réceptacle externe « Bag »	67710	Dimensions de l'appareil (h x l x p) 290 x 359 x 130 mm
⑥ Poche d'aspiration « OneWay » (1000 ml) (UV 60)	67711	Poids 2,2 kg
⑦ Support de réceptacle externe « Bag »	67712	Durée de fonctionnement En mode secteur : Fonctionnement continu En mode batterie : env. 18 h en fonction de la sollicitation du moteur
⑧ Panneau de commande		Temps de chargement 6 – 7 h lorsque la batterie est vide
⑨ Raccord pour bloc secteur		Émissions sonores 35 dB (A)
		Tension de l'alimentation secteur 100 - 240 V AC à 50-60 HZ