

LARYVOX® UNIEK Ultra Low Resistance (U.L.R.)**estéril**

REF 25010



REF 25020



REF 25050



REF 25925



REF 25800 (optional)

Para ver los videos
escanear

CE 0482

- ▶ 3 diámetros a elegir (21 Fr., 22,5 Fr. y 24 Fr.) y 8 longitudes (5 - 11 mm / 3 mm)
- ▶ Fabricada con silicona de calidad médica y sulfato de bario radiopaco para una capacidad de visualización de imagen clara en caso de aspiración o ingestión
- ▶ La prótesis fonatoria LARYVOX® UNIEK ULTRA LOW RESISTANCE (U.L.R.) es apta el uso durante las exploraciones por RMN
- ▶ La colocación puede ser anterógrada con el insertador LARYVOX® INSERTER UNIEK (REF 25925)
- ▶ LARYVOX® UNIEK U.L.R. se suministra en envase estéril
- ▶ La variante de la prótesis vocal LARYVOX® UNIEK U.L.R. de 24 Fr. es adecuada para un uso especial en pacientes con un canal de derivación ensanchado
- ▶ LARYVOX® PLUG (REF 25800) ofrece una solución provisional en caso de fugas transprotésicas
- ▶ Se pueden ver instrucciones en vídeo en YouTube para una mejor comprensión, por ejemplo, para la limpieza y el cambio

VOLUMEN DE SUMINISTRO**LARYVOX® UNIEK U.L.R.**

1 x Prótesis fonatoria
1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
1 x LARYVOX® DUO BRUSH
1 x Pasaporte para prótesis fonatoria
1 x Instrucciones de uso

21 Fr.**REF 25010-xx****22.5 Fr.****REF 25050-xx****24 Fr.****REF 25020-xx**

Opcional:

LARYVOX® PLUG**REF 25800**

La selección del tamaño correcto y la sustitución de la prótesis fonatoria las realiza un médico.

Tamaño	Longitud mm	Calibres de vástago Ø mm			REF		
		21 FR.	22.5 FR.	24 FR.	21 FR.	22.5 FR.	24 FR.
05	5,0	7,0	7,5	8,0	25010-05	25050-05	25020-05
06	6,0	7,0	7,5	8,0	25010-06	25050-06	25020-06
07	7,0	7,0	7,5	8,0	25010-07	25050-07	25020-07
08	8,0	7,0	7,5	8,0	25010-08	25050-08	25020-08
09	9,0	7,0	7,5	8,0	25010-09	25050-09	25020-09
10	10,0	7,0	7,5	8,0	25010-10	25050-10	25020-10
11	11,0	7,0	7,5	8,0	25010-11	25050-11	25020-11
13	13,0	7,0	7,5	8,0	25010-13	25050-13	25020-13