

NECKFIX® ENDO LOCK

REF 32940



REF 32940-M28



REF 32945



- ▶ Driedelige fixatieset bestaande uit een fixatieband en twee pleisters
- ▶ Het achterhoofd en de nek van de patiënt blijven vrij
- ▶ Tubusfixatie met dubbelzijdig velourslaminaat, geringe rek, voorgelijmde kleefstrip en gleuf voor veilige fixatie van de endotracheale tubus
- ▶ 2 hydrocolloïdpleisters voor plaatsing op het gezicht van de patiënt
- ▶ Eenvoudige klittenbandsluiting van de band op de pleister
- ▶ Geen klittenbandranden die uitsteken over de pleister
- ▶ Kleur: wit-turquoise

LEVERINGSOMVANG

NECKFIX® Endo Lock-Set **REF 32940**

8 x 10 Band (28 cm) met kleefstrip
en 2 fixatiepleisters

of

NECKFIX® Endo Lock **REF 32940-M28**

8 x 10 Band (28 cm) met kleefstrip

of

NECKFIX® Endo Lock Fixing Plasters

80 x fixatiepleisters **REF 32945**