

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M

REF 67900



REF 100705-2 (optional)



- ▶ Tragbares Absauggerät für die subglottische Absaugung
- ▶ Einweg-Sekretbehälter mit integriertem Absaugschlauch für den hygienischen und keimreduzierten Behälterwechsel
- ▶ Verwendung des Einweg-Sekretbehälters bis zu 7 Tage
- ▶ Integrierter Aktivkohlefilter zur Geruchsreduktion
- ▶ Integriertes Geliermittel zur Sekretbindung
- ▶ Digitales Display in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
- ▶ Individuell einstellbar:
 - Vakuum: -60 mbar bis -300 mbar (in 10 mbar-Schritten)
 - Saugdauer: 10 – 60 sek (Einstellung in 1-Sekunden-Schritten)
 - Pausendauer: 3 – 60 min (Einstellung in 1-Minuten-Schritten)

LIEFERUMFANG

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M REF 67900

- 1 x Absauggerät inkl. Einweg-Sekretbehälter (250 ml) mit Absaugschlauch mit Stufenkonnektor
- 1 x Einweg-Sekretbehälter (250 ml) mit Absaugschlauch mit Stufenkonnektor
- 1 x Netzgerät **REF 67912**
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

- 30 x Einweg-Sekretbehälter (250 ml) mit Stufenkonnektor **REF 67910**
- 1 x Halter variabel DYSSuction Suction Device M **REF 100705-2**

FAHL

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M



GERÄTEÜBERSICHT

- ① Bedienfeld
- ② Abnehmbarer Sekretbehälter
- ③ Absaugschlauch
- ④ Ladeanschluss

TECHNISCHE DATEN

Vakuum	-60 mbar bis -300 mbar (in 10-mbar-Schritten)
Saugdauer	10 – 60 sek (in 1-Sekunden-Schritten)
Pausendauer	3 – 60 min (in 1-Minuten-Schritten)
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min
Abmessungen Grundgerät (H x B x T)	165 x 220 x 90 mm
Gewicht	1,2 kg
Betriebsdauer	Im Netzbetrieb: Dauerbetrieb Im Akkubetrieb: ca. 18 h abhängig von der Beanspruchung des Motors
Ladezeit	6 – 7 h bei leerem Akku
Schallemission	35 dB (A)