


LARYVOX® TAPE FLEXIBLE


REF 48120



REF 48220



REF 48320



- ▶ Besteht aus einem weichen, textilähnlichen Material mit hoher Klebekraft
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Die besondere Materialeigenschaft vereinfacht die Handhabung besonders bei der Fixierung auf problematischen Tracheostoma-Anlagen
- ▶ Eignet sich wegen der guten Haftkraft besonders bei körperlicher Aktivität
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (**KOMBI**)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** oder **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval

LIEFERUMFANG

LARYVOX® TAPE FLEXIBLE

15 x Basisplatte, einzeln verpackt

1 x Gebrauchsanweisung

round**REF 48120****oval****REF 48220****XL oval****REF 48320**