


LARYVOX® HME High Flow

REF 49810



- ▶ Speciale PU-schuimstof met grote poriën, om de ademweerstand te verminderen
- ▶ Kan daarom tot 24 uur per dag gebruikt worden, zelfs bij lichamelijke activiteiten
- ▶ Huidkleurig, voor een onopvallend uiterlijk
- ▶ Gering gewicht, vlak profiel
- ▶ Stabiele behuizing – kan zonder druk worden afgesloten door de vinger erop te leggen, om voor patiënten met een laryngectomie met stemprothese het spreken mogelijk te maken
- ▶ Met 22 mm-connector (**KOMBI**)

REF 49803

**LEVEROMVANG****LARYVOX® HME HighFlow REF 49810**

30 x Filtercassette, individueel verpakt

1 x Gebruiksaanwijzing

LARYVOX® O₂ HME HighFlow REF 49803

30 x Filtercassette, individueel verpakt

1 x Gebruiksaanwijzing