



NECKFIX® ENDO PRO

REF 32920



REF 32921



REF 32931



REF 32932



- ▶ Zweiteiliges Fixier-Set für Endotrachealtuben, ermöglicht die sichere und komfortable Fixierung
- ▶ Mittelteil: doppelseitige Velourskaschierung, dehnungsarm, mit vorgeklebtem Klebestreifen und Schlitzung zur sicheren Fixierung des Endotrachealtubus
- ▶ Nackenpolster: innenliegend weiche, absorbierende und hautfreundliche Baumwollkaschierung, mittig Schaumstoffpolster, außen Velourskaschierung zur sicheren Fixierung der Klettverbinder – in zwei Größen erhältlich: 32,5 cm + 47 cm
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO SET:** Mittelteil und Nackenpolster
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO:** Mittelteil mit eingefügtem Klebestreifen und 2 Klettstreifen
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad L**
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad XL**
- ▶ Farbe: weiß-türkis

LIEFERUMFANG

NECKFIX® Endo PRO Set **REF 32920**
100 x Mittelteil (28 cm) mit Klebestreifen und 2 Klettstreifen, Nackenpolster L, 32,5 cm

oder

NECKFIX® Endo PRO **REF 32921**
8 x 10 Mittelteil (28 cm) mit Klebestreifen und 2 Klettstreifen

oder

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad L
8 x 10 Nackenpolster L, 32,5 cm **REF 32931**

oder

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad XL
5 x 10 Nackenpolster L, 47 cm **REF 32932**