

BLOM-SINGER® ELECTROLARYNX



- ▶ Handliche und funktionelle Sprechhilfe für Kehlkopfoperierte Patienten
- ▶ Leicht zu handhaben aufgrund des geringen Gewichtes
- ▶ Sprechhilfe wird am Hals des Anwenders angesetzt und erzeugt Schallschwingungen, die über eine Membran in den Rachen-, Mund- und Nasenraum übertragen werden
- ▶ Durch natürliche Sprechbewegungen werden diese Schwingungen umgesetzt und zu einer verständlichen Ersatzstimme geformt
- ▶ Durch die Einstellung der Tonhöhe kann der Klang des Elektrolarynx angepasst werden.
- ▶ Lautstärkeregelung lässt sich individuell und optimal an die Gegebenheiten des Nutzers über einfach zu bedienende Stellknöpfe anpassen
- ▶ Die Elektrolarynx Sprechhilfe beinhaltet ein magentisches USB-Ladekabel zum einfachen Aufladen
- ▶ Das mitgelieferte Trageband erleichtert die Mitnahme der Sprechhilfe

LIEFERUMFANG

**Blom-Singer® ElectroLarynx
Digital Speech Aid** **REF EL2000**

1 x Blom-Singer® ElectroLarynx
1 x Trageband
1 x USB Ladekabel
1 x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:
Oral Adapter

REF EL2002

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich	70 - 165 Hz
Lautstärkebereich	60 - 83 dB
Nutzungszeit	bis zu 30 h bei vollem Akku
Abmessungen Grundgerät (L x ø)	123 x 32 mm
Gewicht	127,6 g
Material	ABS Kunststoff
Batterie	3.7 Li-Ion, wiederaufladbar
Leistung	3400 mAh
USB-Anschluss	Magnetischer Micro USB

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ist exklusiver Vertriebspartner für Blom-Singer® Produkte in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowenien, Schweden, Schweiz und Ungarn.