



NECKFIX® ENDO PRO

REF 32920



REF 32921



REF 32931



REF 32932



- ▶ Kit de fijación de dos piezas para tubos endotraqueales, permite una fijación segura y cómoda
- ▶ Pieza central: recubrimiento con terciopelo en ambas caras, de elasticidad reducida, con tira adhesiva prepegada y hendidura para la fijación segura del tubo endotraqueal
- ▶ Almohadilla cervical: recubrimiento de algodón suave, absorbente y dermófilo en el interior, acolchamiento de gomaespuma en el centro, recubrimiento de terciopelo en el exterior para una fijación segura de los cierres de velcro – disponible en dos tamaños: 32,5 cm + 47 cm
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO SET:** pieza central y almohadilla cervical
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO:** pieza central con tira adhesiva insertada y 2 tiras de velcro
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad L**
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad XL**
- ▶ Color: blanco-turquesa

VOLUMEN DE SUMINISTRO

NECKFIX® Endo PRO Set **REF 32920**
100 piezas centrales (28 cm) con tiras adhesivas y 2 tiras de velcro, almohadilla cervical L, 32,5 cm

o

NECKFIX® Endo PRO **REF 32921**
8 x 10 piezas centrales (28 cm) con tiras adhesivas y 2 tiras de velcro

o

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad L **REF 32931**
8 x 10 Almohadilla cervical L, 32,5 cm

o

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad XL **REF 32932**
5 x 10 Almohadilla cervical L, 47 cm