

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700



REF 67717(optional)



- ▶ Tragbares Absauggerät für die subglottische Absaugung
- ▶ Absaugbeutel mit Deckel für den hygienischen und keimreduzierten Wechsel
- ▶ Integriertes Geliermittel zur Sekretbindung
- ▶ Im Gerät integrierter Aktivkohlefilter zur Geruchsbindung
- ▶ Digitales Display in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
- ▶ Individuell einstellbar:
 - Vakuum: -60 mbar bis -300 mbar (in 10-mbar-Schritten)
 - Saugdauer: 10 – 60 sek (Einstellung in 1-Sekunden-Schritten)
 - Pausendauer: 3 – 60 min (Einstellung in 1-Minuten-Schritten)

LIEFERUMFANG

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S REF 67700

1 x Absauggerät	
1 x Außenbehälter "Bag" (1000 ml)	REF 67710
1 x Halter Außenbehälter "Bag"	REF 67712
1 x Absaugbeutel "OneWay" (1000 ml)	
1 x Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor (unsteril)	
1 x Verbindungsschlauch Einweg-Sekretbehältersystem "OneWay"	REF 67713
1 x Netzgerät	REF 67912
1 x Kurzanleitung	
1 x Gebrauchsanweisung	

Optional erhältlich:

1 x Außenbehälter "Bag" (1000 ml)	REF 67710
60 x Absaugbeutel "OneWay" (1000 ml)	REF 67711
1 x Halter Außenbehälter "Bag"	REF 67712
1 x Verbindungsschlauch Einweg-Sekretbehältersystem "OneWay"	REF 67713
1 x Einmalbehältersystem (Außenbehälter, Absaugbeutel, Halter für Außenbehälter, Verbindungsschlauch, Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor)	REF 67714
10 x Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor (unsteril)	REF 100712-1
1 x Wechselset Doppelfiltersystem DFS®	REF 67716
1 x Halter variabel DYSSuction Suction Device S	REF 67717

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S



GERÄTEÜBERSICHT	REF
① Tragegriff	
② Verbindungsschlauch Einweg-Sekretbehältersystem "One-Way"	67713
③ Anschluss Absaugschlauch	
④ Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor (unsteril) (VE 10)	100712-1
⑤ Außenbehälter "Bag"	67710
⑥ Absaugbeutel "One Way" (1000 ml) (VE 60)	67711
⑦ Halter Außenbehälter "Bag"	67712
⑧ Bedienfeld	
⑨ Anschluss für Steckernetzteil	

TECHNISCHE DATEN	
Vakuum	-60 mbar bis -300 mbar (in 10-mbar-Schritten)
Saugdauer	10 – 60 sek (in 1-Sekunden-Schritten)
Pausendauer	3 – 60 min (in 1-Minuten-Schritten)
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min
Abmessungen Gerät (H x B x T)	290 x 359 x 130 mm
Gewicht	2,2 kg
Betriebsdauer	Im Netzbetrieb: Dauerbetrieb Im Akkubetrieb: ca. 18 h abhängig von der Beanspruchung des Motors
Ladezeit	6 – 7 h bei leerem Akku
Schallemission	35 dB (A)
Netzspannung Netzgerät	100 – 240 V AC primär bei 50-60 HZ