

COMBIPHON® / COMBIPHON® O₂

REF 27131



CE

REF 27132



CE 0482

- ▶ Sprechventil - transparent, geringes Gewicht
- ▶ Mit Silikonmembran
- ▶ Ventilmembran ist in der Grundstellung geschlossen und wird beim Einatmen kurzzeitig geöffnet. Vorteil: Es wird kein größerer Anblasdruck benötigt, um das Ventil zu schließen und so das Sprechen zu ermöglichen.
- ▶ Geringere Ermüdung des Patienten und bessere Sprechqualität
- ▶ Mit Multiadapter: passt sowohl auf 15 mm-Konnektor (**UNI**) als auch auf 22 mm Adapter (**KOMBI**)
- ▶ Zum Aufsatz auf eine Trachealkanüle oder Basisplatte
- ▶ Nur für Tracheotomierte, nicht für Laryngektomierte
- ▶ Das Sprechventil ist ausschließlich in Kombination mit einer Phonationskanüle verwendbar.

LIEFERUMFANG

COMBIPHON®	REF 27131
1 x Sprechventil	
1 x Gebrauchsanweisung	
oder	
COMBIPHON® O₂	REF 27132
1 x Sprechventil	
1 x Gebrauchsanweisung	

Produkt	VE	REF
COMBIPHON®	1 Stück	27131
COMBIPHON® O₂	1 Stück	27132



15 mm

UNI



22 mm

KOMBI

O₂O₂

Das COMBIPHON® Sprechventil darf ausschließlich von Patienten mit teilweise oder vollständig erhaltenem Kehlkopf verwendet werden!