

FAHL

OPTIFLAUSCH®


REF 32550



REF 32551



REF 32553



REF 32555



REF 32559



- ▶ Bande de fixation pour canule
 - "H" variante: avec crochet plastique
 - "K" variante: avec bande auto-agrippant
- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
- ▶ Noyau de mousse léger enrobé dans un non-tissé agréable sur la peau
- ▶ Matériau souple et confortable permettant une fixation confortable
- ▶ Le cordon affiche une épaisseur d'environ 4 mm
- ▶ Permet un ajustement rapide au tour de cou souhaité à l'aide d'une bande auto-agrippant (composé de 2 parties, réglable)
- ▶ Coloris: blanc et beige
- ▶ Emballé séparément

CONTENU

OPTIFLAUSCH® K **REF 32550**

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

OPTIFLAUSCH® H **REF 32551**

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

OPTIFLAUSCH® K beige **REF 32553**

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

OPTIFLAUSCH® K PED **REF 32555**

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

OPTIFLAUSCH® H beige **REF 32559**

1 x Bandes de fixation pour canule



Produit	Longueur	Largeur	REF
OPTIFLAUSCH® K	24 - 45 cm	2,5 cm	32550
OPTIFLAUSCH® H	24 - 47 cm	2,5 cm	32551
OPTIFLAUSCH® K beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32553
OPTIFLAUSCH® K PED	16 - 23 cm	2,0 cm	32555
OPTIFLAUSCH® H beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32559