

LARYVOX® HME

REF 49800



CE

REF 49801




CE 0482

REF 49802



CE 0482



- ▶ Gomaespuma de PU de poros anchos
- ▶ Color beige, para garantizar la discreción
- ▶ Peso reducido, altura reducida
- ▶ Carcasa resistente –obturable con el dedo, sin aplicar presión, para permitir la fonación a los pacientes laringectomizados con prótesis fonatoria
- ▶ Con multiadaptador para conectar conectores de 15 mm (**UNI**) y adaptadores combinados de 22 mm (**KOMBI**), que permite la conexión a todas las placas base convencionales (p. ej. **LARYVOX® TAPE**) o cánulas de silicona para pacientes laringectomizados (p. ej. **LARYNGOTEC®**).
- ▶ Disponible en tres variantes:
 - **REF 49800:** Filtro HME
 - **REF 49801:** O₂-connector
 - **REF 49802:** Filtro HME con conexión de oxígeno

VOLUMEN DE SUMINISTRO**LARYVOX® HME REF 49800**

6 x 5 Casete filtrante, envasado individualmente
1 Instrucciones de uso

o

LARYVOX® O₂ Connect REF 49801

5 o₂-connector, envasado individualmente
1 Instrucciones de uso

o

LARYVOX® O₂ HME REF 49802

6 x 5 Casete filtrante, envasado individualmente
1 Instrucciones de uso