



OPTIBRUSH® / OPTIBRUSH® PLUS / BASIC


REF 31850



REF 31855



REF 31800



- ▶ Speciale borstel voor het reinigen van tracheacanules zonder ze te beschadigen
- ▶ Buigzaam en flexibel
- ▶ De borstelharen staan dicht om de roestvrijstalen draad heen, die gedraaid is om scherpe randen te vermijden, die de tracheacanule zouden kunnen beschadigen
- ▶ **OPTIBRUSH® (REF 31850):** Met afgeronde punt, om bekrassen van het zachte canulemateriaal te verhinderen
- ▶ **OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855):** De punt van de borstel wordt omhuld door een zachte, absorberende vezeltop met actieve veegkracht, die het gevaar voor beschadiging van de canule verder vermindert en een efficiëntere reiniging mogelijk maakt
- ▶ **OPTIBRUSH® BASIC (REF 31800):** De punt van de borstel wordt omhuld door een zacht, ca. 1 cm dik, absorberend plukje wol met actieve veegkracht, dat tevens het gevaar voor beschadiging van de canule verder vermindert en een efficiëntere reiniging mogelijk maakt
- ▶ Breed assortiment maten

LEVERINGSOMVANG

OPTIBRUSH® **REF 31850-xx**

4 x OPTIBRUSH® Canulereinigingsborstel

1 x gebruiksaanwijzing

of

OPTIBRUSH® PLUS **REF 31855-xx**

4 x OPTIBRUSH® PLUS Canulereinigingsborstel

1 x gebruiksaanwijzing

of

OPTIBRUSH® BASIC **REF 31800-xx**

4 x OPTIBRUSH® BASIC Canulereinigingsborstel

1 x gebruiksaanwijzing

Vermeld bij bestelling de maat achter het artikelnummer!

Product	Maten	PU	REF
OPTIBRUSH®	04 - 14	4 stuks	31850-xx
OPTIBRUSH® PLUS	05 - 12/14	4 stuks	31855-xx
OPTIBRUSH® BASIC	06/08/10/12	4 stuks	31800-xx