


# LARYVOX® TAPE CONVEX

REF 48500



- ▶ Placa base, óptima para traqueostomas deprimidos
- ▶ La placa base como núcleo en panel proporciona una estructura general resistente
- ▶ Gracias a su núcleo flexible en forma de panales, la cinta **LARYVOX® Tape CONVEX** ofrece máxima comodidad de uso; aunque es muy resistente, ofrece gran flexibilidad y comodidad de uso
- ▶ La lengüeta ergonómica desgarrable facilita la colocación
- ▶ Gracias a su amplia superficie adhesiva, la cinta proporciona un sellado seguro, facilitando así la fonación
- ▶ Una nueva lengüeta facilita el desprendimiento de la cinta de la piel
- ▶ Sistema de fijación para el uso diario de chasis de filtro HME (intercambiador de calor y humedad) o válvulas de traqueotomía con respectivamente un adaptador de 22 mm
- ▶ **LARYVOX® Tape CONVEX** está indicada para el uso con una válvula fonatoria sin oclusión con los dedos
- ▶ Material transparente e hidrófugo

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

### LARYVOX® TAPE CONVEX REF 48500

10 x placa base, embaladas individualmente  
1 x instrucciones de uso