

LARYVOX® HME

REF 49800



CE

REF 49801




CE 0482

REF 49802



CE 0482



- ▶ Mousse en polyuréthane poreuse
- ▶ Couleur chair pour une apparence discrète
- ▶ Léger, profil plat
- ▶ Boîtier stable – peut être obturé d'un doigt sans pression afin de permettre la phonation de patients laryngectomisés portant une prothèse phonatoire
- ▶ Avec adaptateur multiple pour le raccordement de connecteurs de 15 mm (**UNI**) et d'adaptateurs de 22 mm (**KOMBI**), permettant la connexion à toutes les plaques de base traditionnelles (p. ex. **LARYVOX® TAPE**) ou aux canules en silicone pour laryngectomisés (p. ex. **LARYNGOTEC®**)
- ▶ Disponible en trois variantes :
 - **REF 49800**: HME-cassette filtrante
 - **REF 49801**: connecteur pour oxygène
 - **REF 49802**: HME-cassette filtrante avec raccord pour oxygène

CONTENU

LARYVOX® HME **REF 49800**

6 x 5 cassette filtrante
1 x Mode d'emploi

ou

LARYVOX® O₂ Connect **REF 49801**

5 x connecteur pour oxygène,
emballés individuellement
1 x Mode d'emploi

ou

LARYVOX® O₂ HME **REF 49802**

6 x 5 cassette filtrante
1 x Mode d'emploi