

TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68730



REF 68630

REF 60700
(valfri)

- ▶ Atraumatisk trakeostomikateter för skonsam uppsugning av sekret från luftstrupen
- ▶ Med rundad spets som minskar risken för skador på luftrören
- ▶ Av mjuk, flexibel och transparent plast
- ▶ Med centrumöppning och fyra öppningar ("ögon") på sidorna av kateterspetsen som hindrar att katetern sugs fast i trakeaväggen vid sugningen
- ▶ En graderad skala i steg om 1 cm ger möjlighet till direkt kontroll av sugkateterens införsdjup
- ▶ Stort sortiment (CH 08–16)
- ▶ Färgkodade kopplingar
- ▶ Finns i två olika längder, 30 cm och 50 cm
- ▶ Den korta varianten är särskilt anpassad för rensugning av luftstrupen
- ▶ Används tillsammans med TRACHFLOW® Fingertip för att kontrollera sugeffekten. TRACHFLOW® Fingertip kopplar ihop sugapparatusens sugslang med den sterila stomikatetern. Den koniska formen gör att TRACHFLOW® Fingertip passar på stomikatetrar av alla storlekar

LEVERANS OMFATTNING

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER
SOFT METRIC S** **REF 68630**

- ▶ 100 st. Sugkateter, steril, atraumatisk

eller

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER
SOFT METRIC L** **REF 68730**


- ▶ 100 st. Sugkateter, steril, atraumatisk

Ange storlek efter artikelnumret vid beställningen!

Tillgänglig som tillval:

TRACHFLOW® FINGERTIP **REF 60700**
(icke-steril)

INFORMATION



08 10 12 14 16

CE 0123 STERILE EO (gäller inte REF 60700)

Produkt	Storlek	Längd	Shore	Färg	PU	REF
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 10	30 cm	A65		100	68630-10
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 12	30 cm	A65		100	68630-12
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 14	30 cm	A65		100	68630-14
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 16	30 cm	A65		100	68630-16
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 08	50 cm	A65		100	68730-08
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 10	50 cm	A65		100	68730-10
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 12	50 cm	A65		100	68730-12
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 14	50 cm	A65		100	68730-14
TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 16	50 cm	A65		100	68730-16