


LARYVOX® TAPE FLEXIBLE


REF 48120



REF 48220



REF 48320



- ▶ Fabricado en un material blando similar al textil, con elevada fuerza de adhesión
- ▶ No invasivo
- ▶ Las características especiales del material simplifican su manipulación, sobre todo al fijarlo en traqueostomas problemáticos
- ▶ Su gran fuerza de adhesión lo hace especialmente apto para la práctica de actividades físicas
- ▶ Se puede combinar con una protección para ducha
- ▶ Sin fricción en el interior del traqueostoma
- ▶ Con inserto de 22 mm para la colocación de un HME o de una válvula fonatoria con adaptador de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Posibilidad de combinarlo con cánulas de silicona especiales (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** o **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) si se requiere una estabilización adicional de la tráquea
- ▶ Disponible en tres modelos: redondo, oval, XL oval

VOLUMEN DE SUMINISTRO

LARYVOX® TAPE FLEXIBLE

15 x placa base, embaladas individualmente

1 x instrucciones de uso

round**REF 48120****oval****REF 48220****XL oval****REF 48320**