

LARYNGOTEC® KOMBI / LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

REF 114920



REF 114720



- ▶ Cánula traqueal para el uso prolongado, vida útil máx. 3-6 meses
- ▶ Silicona de calidad médica: blanda, flexible, peso reducido
- ▶ Brida de cuello perfectamente adaptado a la anatomía del cuello, con orificios laterales para fijar la cinta de sujeción de la cánula
- ▶ Transparente, diseño discreto
- ▶ Con conector de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Cada tamaño en diferentes longitudes
- ▶ Con perforación **LARYNGOTEC® KOMBI LINGO (REF 114720)** o sin perforación **LARYNGOTEC® KOMBI (REF 114920)**
- ▶ Posibilidad de diseñar la perforación según las especificaciones del cliente

VOLUMEN DE SUMINISTRO

LARYNGOTEC® KOMBI	REF 114920
1 x Cánula traqueal	
1 x Cinta de sujeción de la cánula (OPTIFLAUSCH®)	
1 x Tarjeta de indentificación	
1 x Instrucciones de uso	
o	
LARYNGOTEC® KOMBI LINGO	REF 114720
1 x Cánula traqueal, perforada	
1 x Cinta de sujeción de la cánula (OPTIFLAUSCH®)	
1 x Tarjeta de indentificación	
1 x Instrucciones de uso	

Al hacer el pedido, especifique la tamaño y la longitud (OL) según el número de artículo.



KOMBI



LINGO




MRT


CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI / LARYNGOTEC® KOMBI LINGO**Datos técnicos****ESQUEMA TÉCNICO**

REF 114920



REF 114720

**Leyenda**

Todos los datos en mm
 OD = diámetro exterior
 ID1 = diámetro interior
 OL = Longitud sobre la curva exterior
 NL = Longitud sobre el arco central
 L1 = Inicio de la fonación
 L2 = Longitud de la fonación
 BA = Ángulo de flexión

LARYNGOTEC® KOMBI

REF 114920-xxxx

Tamaño	OD	ID	NL	OL	BA	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	114920-0744
			54,0	62,0	92,0	114920-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	114920-0844
			54,0	62,0	82,0	114920-0862
09	12,4	9,0	61,0	70,0	92,0	114920-0870
			36,0	44,0	56,0	114920-0944
10	13,4	10,0	55,0	62,0	77,0	114920-0962
			65,0	75,0	93,0	114920-0975
11	14,4	11,0	36,0	44,0	49,0	114920-1044
			55,0	62,0	67,0	114920-1062
12	15,4	12,0	75,0	85,0	90,0	114920-1085
			36,0	44,0	48,0	114920-1144
13	16,6	13,0	55,0	62,0	66,0	114920-1162
			76,0	87,0	91,0	114920-1187
			36,0	44,0	48,0	114920-1244
			55,0	62,0	66,0	114920-1262
			77,0	90,0	93,0	114920-1290
			37,0	44,0	47,0	114920-1344
			55,0	62,0	65,0	114920-1362
			77,0	90,0	92,0	114920-1390

LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

REF 114720-xxxx

Tamaño	OD	ID	NL	OL	BA	L1	L2	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	12,0	15,0	114720-0744
			54,0	62,0	92,0	16,0	20,0	114720-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	12,0	15,0	114720-0844
			54,0	62,0	82,0	16,0	20,0	114720-0862
09	12,4	9,0	61,0	70,0	92,0	16,0	20,0	114720-0870
			36,0	44,0	56,0	12,0	20,0	114720-0944
10	13,4	10,0	55,0	62,0	77,0	16,0	26,0	114720-0962
			65,0	75,0	93,0	16,0	26,0	114720-0975
11	14,4	11,0	36,0	44,0	49,0	12,0	20,0	114720-1044
			55,0	62,0	67,0	16,0	26,0	114720-1062
12	15,4	12,0	75,0	85,0	90,0	16,0	26,0	114720-1085
			36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114720-1144
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114720-1162
			76,0	87,0	91,0	16,0	26,0	114720-1187
			36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114720-1244
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114720-1262
			77,0	90,0	93,0	16,0	26,0	114720-1290

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.