

FAHL® Fix Clip

REF 32460



REF 32462



REF 32463



REF 32464



- ▶ Hersluitbare klittenbandlus met metalen clip voor het sorteren en bij elkaar houden van slangen en kabels in de buurt van de patiënt.
- ▶ **FAHL® Fix Clip** draagt bij aan het bij elkaar houden en sorteren van aan- en afvoerleidingen en monitoring-kabels. Ook geschikt in het kader van de mobilisering en voor mobiele patiënten.
- ▶ Kan door de stabiele klittenbandsluiting herhaald worden geopend en gesloten
- ▶ Eenvoudig herpositioneren van de aan- en afvoerleidingen dankzij de metalen clip
- ▶ Klittenbandlus kan handmatig beschreven worden, bijv. datum van de infusie
- ▶ Verschillende varianten verkrijgbaar:
 - **FAHL® Fix Clip 1:** 11 cm lang, met enkelvoudige lus
 - **FAHL® Fix Clip 2:** 17,5 cm lang, met enkelvoudige lus
 - **FAHL® Fix Clip 2 PRO:** 17,5 cm lang, met drievoudige lus
 - **FAHL® Fix Clip 3:** 24 cm lang, met enkelvoudige lus

LEVERINGSOMVANG

FAHL® Fix Clip 1, 2,5 x 11 cm **REF 32460**

50 x klittenbandlus met metalen clip

of

FAHL® Fix Clip 2, 2,5 x 17,5 cm **REF 32462**

50 x klittenbandlus met metalen clip

of

FAHL® Fix Clip 2 PRO, 2,5 x 17,5 cm **REF 32463**

50 x klittenbandlus met metalen clip

of

FAHL® Fix Clip 3, 2,5 x 24 cm **REF 32464**

50 x klittenbandlus met metalen clip

