

FAHL® HAND FIX

REF 32470



REF 32472



REF 32482



REF 32485



- ▶ Gepolsterte Manschette mit Klettverschluss und Kunststoff-Ring zur Hand- oder Fußfixierung
- ▶ Weiche Manschette mit hautsympathischer Veloursbeschichtung für angenehmes Tragegefühl und einen sicheren Sitz
- ▶ Zur Eigensicherung von Patienten
- ▶ Die Manschetten sind ca. 6 mm dick und in verschiedenen Varianten verfügbar:
 - **NEO (REF 32470):**
3 x 12 cm (B x L), Bandlänge ca. 2 x 65 cm
 - **PED (REF 32472):**
4 x 17 cm (B x L), Bandlänge ca. 2 x 65 cm
 - **Normal (REF 32482):**
7 x 25 cm (B x L), Bandlänge ca. 2 x 85 cm
 - **Large (L) (REF 32485):**
7 x 30 cm (B x L), Bandlänge ca. 2 x 85 cm
- ▶ Farbe: weiß-türkis / weiß

LIEFERUMFANG

FAHL® Hand Fix NEO, 3 x 12 cm

15 x 2 Fixierungsmanschetten

REF 32470

oder

FAHL® Hand Fix PED, 4 x 17 cm

15 x 2 Fixierungsmanschetten

REF 32472

oder

FAHL® Hand Fix, 7 x 25 cm

8 x 2 Fixierungsmanschetten

REF 32482

oder

FAHL® Hand Fix L, 7 x 30 cm

8 x 2 Fixierungsmanschetten

REF 32485

