



OPTIBRUSH® / OPTIBRUSH® PLUS / BASIC


REF 31850



REF 31855



REF 31800



- ▶ Spezialbürste zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen
- ▶ Biegsam und flexibel
- ▶ Borsten sind dicht um den Edelstahldraht angeordnet, der gedreht ist, um scharfkantige Ecken zu vermeiden, die die Trachealkanüle beschädigen könnten
- ▶ **OPTIBRUSH® (REF 31850)** hat eine abgerundete Spitze, um ein Verkratzen des weichen Kanülenmaterials zu verhindern
- ▶ **OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855)**: Die Bürstenspitze ist von einem weichen, wischaktiven und saugfähigen Fasertop ummantelt, der die Gefahr einer Beschädigung der Kanüle weiter verringert und der eine effizientere Reinigung ermöglicht
- ▶ **OPTIBRUSH® BASIC (REF 31800)**: Die Bürstenspitze ist von einem weichen, ca. 1 cm starken, wischaktiven und saugstarken Wollbüschel umgeben, der ebenfalls die Gefahr einer Beschädigung der Kanüle weiter verringert und eine effizientere Reinigung ermöglicht
- ▶ Weites Größenspektrum

LIEFERUMFANG

OPTIBRUSH® REF 31850-xx

4 x OPTIBRUSH® Reinigungsbürsten
1 x Gebrauchsanweisung

oder

OPTIBRUSH® PLUS REF 31855-xx

4 x OPTIBRUSH® PLUS Reinigungsbürsten
1 x Gebrauchsanweisung

oder

OPTIBRUSH® BASIC REF 31800-xx

4 x OPTIBRUSH® BASIC Reinigungsbürsten
1 x Gebrauchsanweisung

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Produkt	Größen	VE	REF
OPTIBRUSH®	04 - 14	4 Stück	31850-xx
OPTIBRUSH® PLUS	05 - 12/14	4 Stück	31855-xx
OPTIBRUSH® BASIC	06/08/10/12	4 Stück	31800-xx