

NECKFIX® ENDO

REF 32614



REF 32616



REF 32613



REF 32615



- ▶ Cinta de fijación para tubos endotraqueales, permite una fijación segura de los tubos endotraqueales
- ▶ Ligero núcleo de gomaespuma recubierto de una capa de terciopelo dermófila
- ▶ La cinta de fijación de la cánula tiene un espesor de aproximadamente 6 mm y una anchura de 15 mm y está disponible en diferentes versiones:
 - **NECKFIX® ENDO 72 cm**
 - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 72 cm** – con tira de velcro adhesiva de seguridad adicional
 - **NECKFIX® ENDO 85 cm**
 - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 85 cm** – con tira de velcro adhesiva de seguridad adicional
- ▶ Permite un ajuste rápido al perímetro deseado del cuello mediante cierre de velcro
- ▶ Disponible en diferentes longitudes
- ▶ Color: blanco-turquesa

VOLUMEN DE SUMINISTRO**NECKFIX® ENDO 72 cm** **REF 32614**

Cinta de fijación de la cánula de 10 x 10

o

NECKFIX® ENDO Safety K 72 cm **REF 32616**

Cinta de fijación de la cánula de 10 x 10 con tira de velcro adhesiva de seguridad

o

NECKFIX® ENDO 85 cm **REF 32613**

Cinta de fijación de la cánula de 10 x 10

o

NECKFIX® ENDO Safety K 85 cm **REF 32615**

Cinta de fijación de la cánula de 10 x 10 con tira de velcro adhesiva de seguridad

Opcional:

NECKFIX® Endo Velcro Strips **REF 32617**

100 tiras de velcro adhesivas