

LARYVOX® UNIEK Ultra Low Resistance (U.L.R.)

steril

REF 25010



REF 25020



REF 25050



REF 25925



REF 25800 (optional)

Für die Videos
bitte scannen

CE 0482

- ▶ Zur Auswahl stehen 3 Durchmesser (21 Fr., 22.5 Fr. und 24 Fr.) und 8 Längengrößen (5 - 11 mm / 13 mm)
- ▶ Aus medizinischem Silikon und röntgenkontrastfähigem Bariumsulfat zur übersichtlichen bildlichen Darstellbarkeit im Falle von Aspiration/Ingestion gefertigt
- ▶ Die Stimmprothese LARYVOX® UNIEK U.L.R. ist für MRT Untersuchungen geeignet
- ▶ Die Platzierung ist anterograd mit dem LARYVOX® INSERTER UNIEK (REF 25925) möglich
- ▶ Die LARYVOX® UNIEK U.L.R. wird steril verpackt geliefert
- ▶ Die Variante der 24 Fr. LARYVOX® UNIEK U.L.R. Stimmprothese ist zum speziellen Einsatz bei Patienten mit aufgeweitetem Shuntkanal geeignet
- ▶ Bei möglichen transprothetischen Leckagen bietet der LARYVOX® PLUG (REF 25800) eine vorübergehende Abhilfe
- ▶ Videoanleitungen können zum besseren Verständnis beispielsweise für Reinigung und Wechsel auf YouTube angesehen werden

LIEFERUMFANG

LARYVOX® UNIEK U.L.R.

1 x Stimmprothese
1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
1 x LARYVOX® DUO BRUSH
1 x Stimmprothesenpass
1 x Gebrauchsanweisung

21 Fr.**REF 25010-xx****22.5 Fr.****REF 25050-xx****24 Fr.****REF 25020-xx**

Optional erhältlich:

LARYVOX® PLUG**REF 25800**

Die korrekte Auswahl und der Wechsel der Stimmprothese erfolgen durch den Arzt.

Größe	Länge mm	Schaftstärke Ø mm			REF		
		21 FR.	22.5 FR.	24 FR.	21 FR.	22.5 FR.	24 FR.
05	5,0	7,0	7,5	8,0	25010-05	25050-05	25020-05
06	6,0	7,0	7,5	8,0	25010-06	25050-06	25020-06
07	7,0	7,0	7,5	8,0	25010-07	25050-07	25020-07
08	8,0	7,0	7,5	8,0	25010-08	25050-08	25020-08
09	9,0	7,0	7,5	8,0	25010-09	25050-09	25020-09
10	10,0	7,0	7,5	8,0	25010-10	25050-10	25020-10
11	11,0	7,0	7,5	8,0	25010-11	25050-11	25020-11
13	13,0	7,0	7,5	8,0	25010-13	25050-13	25020-13