

NEBUFIRST® PRO

REF 50600



- ▶ Krachtige persluchtvernevelaar voor aërosoltherapie
- ▶ Aërosoltherapie kan worden ingezet voor het behandelen van een groot aantal veel voorkomende luchtwegaandoeningen, bijv. astma, sinusitis, faryngitis, tonsillitis, laryngitis, bronchitis, bronchiolitis, bronchiectasieën, bronchopneumonie en rhinitis.
- ▶ Compacte ontwerp met afgeronde vormen
- ▶ Voor volwassenen en kinderen
- ▶ Robuust apparaat voor dagelijks gebruik
- ▶ Eenvoudig te reinigen
- ▶ 2 jaar garantie
- ▶ Onderhoudsvrije zuigercompressor

LEVEROMVANG**NEBUFIRST® PRO****REF 50600**


- 1 x inhalatieapparaat
- 1 x neusstuk
- 1 x mondstuk
- 1 x masker voor volwassenen
- 1 x masker voor kinderen
- 1 x medicijnbeker
- 1 x verbindingsslang
- 2 x reserveluchtfilter
- 1 x gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	188 x 148 x 92 mm
Gewicht	1,35 kg
Vernevelvolume	≥ 0,25 ml/min
MMAD	circa 5 µm
Verneveldruk	200 Kpa – 300 Kpa (29 psi – 43,5 psi)
Vrij doorstroomvolume	4 L/min. – 7 L/min.
Capaciteit van de vernevelaar	≤ 8 ml
Geluidsniveau	≤ 65 dB
Stroomverbruik	ca. 150 VA
Stroombron	AC 230 V, 50 Hz
Bedrijfswijze inschakelduur	20 minuten AAN, 40 minuten UIT
Overspanningscategorie	Categorie II
Bescherming tegen schadelijk binnendringen van water of fijnstof	IP21

Gebruiksomgeving	
Temperatuur	10°C – 40°C
Luchtvochtigheid	30 % RH – 85 % RH
Atmosferische druk	700 hPa – 1060 hPa
Opslagomgeving	
Temperatuur	-20°C - +50°C
Luchtvochtigheid	30 % RH – 85 % RH
Atmosferische druk	500 hPa – 1060 hPa

CE 0197

NEBUFIRST® PRO**Masker voor volwassenen****Masker voor kinderen****Opzetstuk met mondstuk****Opzetstuk voor neus****Reserveluchtfilter**

APPARAATOVERZICHT	REF
① Inhalatieapparaat	
② Aansluiting voor slang	
③ AAN/UIT schakelaar	
④ Luchtfiltercassette	
⑤ Medicijnbeker	
⑥ Luchtslang	
⑦ Masker voor volwassenen	50000-05
⑧ Masker voor kinderen	50000-08
⑨ Opzetstuk met mondstuk	50000-10
⑩ Opzetstuk voor neus	50000-06
⑪ 2 x reserveluchtfilter	50000-07

**LARYVOX® Mask****FAHL® Nebulizer Set**