


TRACHEOTEC® VARIO CUFF SUCTION

REF 18930



- ▶ Cánula traqueal con manguito de baja presión (**CUFF**) y tubo de aspiración (**SUCTION**) integrado para eliminar las secreciones por encima del **CUFF**
- ▶ El tubo de aspiración está integrado en la pared interna del tubo de la cánula para evitar irritaciones adicionales en la tráquea o el traqueostoma
- ▶ Placa de la cánula blanda y flexible con las especificaciones principales de la cánula impresas
- ▶ Con conector giratorio de 15 mm (**VARIO**) para amortiguar las fuerzas de tracción y torsión que pueda generar el tubo de ventilación
- ▶ Con líneas de contraste radiopacas
- ▶ El kit incluye una cinta de fijación de la cánula, un obturador y un carné de cánula

VOLUMEN DE SUMINISTRO

TRACHEOTEC® VARIO CUFF SUCTION

REF 18930-xx

- 1 cánula traqueal con **CUFF** y dispositivo de aspiración (**SUCTION**)
- 1 cinta de fijación de la cánula
- 1 obturador
- 1 carnet de cánula
- 1 instrucciones de uso

Al realizar el pedido, indique el tamaño que figura detrás del número de artículo. Encontrará la tabla de tamaños en el anexo.



VARIO



CUFF




SUCTION

CE 0482

TRACHEOTEC® VARIO CUFF SUCTION

ESQUEMA TÉCNICO



TRACHEOTEC® VARIO CUFF SUCTION

REF 18930-xx

Tamaño	OD1	ID1	CD	NL	OL
03	4,7	3,0	15,0	43,3	47,2
035	5,3	3,5	15,0	46,2	50,6
04	6,0	4,0	19,0	52,1	57,1
045	6,7	4,5	19,0	52,1	57,7
05	7,3	5,0	19,0	55,1	61,1
055	8,0	5,5	19,0	57,0	63,6
06	8,7	6,0	22,0	59,9	67,1
065	9,3	6,5	22,0	65,8	73,5
07	10,0	7,0	30,0	68,7	77,0
075	10,7	7,5	30,0	72,6	81,5
08	11,3	8,0	30,0	78,5	87,9
085	12,0	8,5	30,0	80,5	90,4
09	12,7	9,0	30,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	30,0	93,7	105,3

Leyenda

Todas las indicaciones en mm

OD1 = diámetro exterior en el escudo de la cánula

ID1 = diámetro interior en la punta de la cánula exterior

CD = diámetro de CUFF

NL = longitud de la curvatura central

OL = longitud de la curvatura exterior

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)




PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.