

NEBUFIRST® PRO

REF 50600



- ▶ Potente nebulizador de aire comprimido para la aerosolterapia
- ▶ La aerosolterapia se puede utilizar para tratar diversas afecciones respiratorias frecuentes como asma, sinusitis, faringitis, amigdalitis, laringitis, bronquitis, bronquiolitis, bronquiectasias, bronconeumonía y rinitis.
- ▶ Diseño compacto con formas redondeadas
- ▶ Para adultos y niños
- ▶ Dispositivo resistente para uso diario
- ▶ Muy fácil de limpiar
- ▶ 2 años de garantía
- ▶ Compresor de pistón que no requiere mantenimiento

VOLUMEN DE SUMINISTRO**NEBUFIRST® PRO****REF 50600**

- 1 inhalador
- 1 aplicador nasal
- 1 boquilla
- 1 mascarilla para adultos
- 1 mascarilla para niños
- 1 vaso para medicamentos
- 1 tubo de conexión
- 2 filtros de aire de repuesto
- 1 instrucciones de uso

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	188 x 148 x 92 mm
Peso	1,35 kg
Velocidad de nebulización	≥ 0,25 ml/min
MMAD	aprox. 5 µm
Presión de nebulización	200 Kpa – 300 Kpa (29 psi – 43,5 psi)
Caudal libre	4 L/min. – 7 L/min.
Capacidad la unidad nebulizadora	≤ 8 ml
Nivel sonoro	≤ 65 dB
Consumo de corriente	aprox. 150 VA
Fuente de alimentación	CA 230 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento	20 minutos ENCENDIDO,
duración de encendido	40 minutos APAGADO
Categoría de sobretensión	Categoría II
Protección contra la penetración nociva de agua o polvo fino	IP21

Entorno operativo	
Temperatura	10°C – 40°C
Humedad del aire	30-85 % de HR
Presión atmosférica	700 hPa – 1060 hPa

Entorno de almacenamiento	
Temperatura	-20°C - +50°C
Humedad del aire	30 % – 85 % HR
Presión atmosférica	500 hPa – 1060 hPa

CE 0197

NEBUFIRST® PRO



Mascarilla para adultos



Mascarilla para niños



Adaptador con boquilla



Adaptador para nariz



Filtros de aire de repuesto

VISTA GENERAL DEL APARATO	REF
① Inhalador	
② Conexión para tubo	
③ Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	
④ Cartucho del filtro de aire	
⑤ Vaso para medicamentos	
⑥ Tubo de aire	
⑦ Mascarilla para adultos	50000-05
⑧ Mascarilla para niños	50000-08
⑨ Adaptador con boquilla	50000-10
⑩ Adaptador para nariz	50000-06
⑪ 2 filtros de aire de repuesto	50000-07



LARYVOX® Mask

FAHL® Nebulizer Set

