


# TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF

REF 18922




- ▶ Canule trachéale avec deux canules internes (IC) et manchette basse pression (**CUFF**).
- ▶ Colerette de canule souple et flexible avec indication des principales spécifications de la canule
- ▶ Avec connecteur rotatif de 15 mm (**VARIO**) permettant de compenser les forces de traction et de torsion susceptibles d'être provoquées par la tubulure de ventilation
- ▶ Avec bande latérale radio-opaque
- ▶ Disponible dans les tailles 6,5 / 7 / 8 / 9 et 10
- ▶ Le set contient un cordon de canule, un obturateur et un passeport de canule
- ▶ Les canules internes (**REF 18933**) peuvent également être commandées séparément. La taille doit être choisie en fonction de la canule externe **TRACHEOTEC® PRO**.

## CONTENU

### TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF REF 18922-xx

- 1 x canule trachéale avec ballonnet
- 2 x canule interne (IC)
- 1 x lanière de fixation de canule
- 1 x mandrin d'introduction
- 1 x passeport de canule
- 1 x mode d'emploi

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande ! Le tableau des tailles est disponible ci-joint.




CE 0482

## TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF

2 IC

## CROQUIS TECHNIQUE

REF 18922



## TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF

REF 18922-xx

| Taille | DE1  | ID1  | CD   | NL   | OL    |
|--------|------|------|------|------|-------|
| 065    | 9,3  | 6,5  | 22,0 | 65,8 | 73,5  |
| 07     | 10,0 | 7,0  | 30,0 | 68,7 | 77,0  |
| 08     | 11,3 | 8,0  | 30,0 | 78,5 | 87,9  |
| 09     | 12,7 | 9,0  | 30,0 | 84,4 | 94,9  |
| 10     | 14,0 | 10,0 | 30,0 | 93,7 | 105,3 |

## Légende

Toutes les dimensions sont en mm

OD1 = diamètre externe de la collerette de canule

ID1 = diamètre interne à l'extrémité de la canule externe

CD = diamètre du ballonnet

NL = longueur sur la courbe centrale

OL = longueur sur la courbe extérieure

# PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

|    |                         |
|----|-------------------------|
| de | 15 mm-Konnektor (UNI)   |
| en | 15 mm-connector (UNI)   |
| fr | Connecteur 15 mm (UNI)  |
| nl | 15 mm-connector (UNI)   |
| es | Conector de 15 mm (UNI) |
| sv | 15 mm anslutning (UNI)  |




PHON

|    |                           |
|----|---------------------------|
| de | Sprechventil (PHON)       |
| en | Speaking valve (PHON)     |
| fr | Valve de phonation (PHON) |
| nl | Spreekventiel (PHON)      |
| es | Válvula fonatoria (PHON)  |
| sv | Talventil (PHON)          |



VARIO

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| de | 15 mm-Drehkonnektor (VARIO)         |
| en | 15 mm swivel connector (VARIO)      |
| fr | Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)    |
| nl | 15 mm swivel connector (VARIO)      |
| es | Conector rotatorio de 15 mm (VARIO) |
| sv | 15 mm vridkoppling (VARIO)          |



CUFF

|    |                       |
|----|-----------------------|
| de | Mit CUFF              |
| en | With CUFF             |
| fr | Avec ballonnet (CUFF) |
| nl | Met CUFF              |
| es | Con balón (CUFF)      |
| sv | Med CUFF              |



KOMBI

|    |                           |
|----|---------------------------|
| de | 22 mm-Konnektor (KOMBI)   |
| en | 22 mm-connector (KOMBI)   |
| fr | Connecteur 22 mm (KOMBI)  |
| nl | 22 mm-connector (KOMBI)   |
| es | Conector de 22 mm (KOMBI) |
| sv | 22 mm anslutning (KOMBI)  |



SUCTION

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| de | Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)                                                 |
| en | With suction line (SUCTION)                                                     |
| fr | Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)                                          |
| nl | Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff |
| es | Con línea de succión (SUCTION)                                                  |
| sv | Med sugslang (SUCTION)                                                          |



LINGO

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| de | Fensterung oder Siebung (LINGO)       |
| en | Fenestration or sieving (LINGO)       |
| fr | Fenêtrage ou perforations (LINGO)     |
| nl | Vensteren of zeven (LINGO)            |
| es | Fenestration o perforación (LINGO)    |
| sv | Fönsteröppning eller siktning (LINGO) |

O<sub>2</sub>

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| de | Mit einem O <sub>2</sub> -Anschluss               |
| en | With oxygen support                               |
| fr | Avec raccord O <sub>2</sub>                       |
| nl | Met zuurstofaansluiting (O <sub>2</sub> -support) |
| es | Con puerto de oxígeno                             |
| sv | Med O <sub>2</sub> -anslutning                    |



FLAT-PHON

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| de | Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)         |
| en | Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)     |
| fr | Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON) |
| nl | Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)       |
| es | Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)   |
| sv | Platt profil med talventil (FLAT-PHON)           |



MRT

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| de | MRT geeignet                        |
| en | MRT suitable                        |
| fr | IRM-compatible                      |
| nl | Geschikt voor MRT                   |
| es | Compatible con resonancia Magnética |
| sv | MR-kompatibel                       |

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.  
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.  
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.  
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.  
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.