

HUMIDOBAC®

REF 46831



C € 0482

REF 46830



C € 0476

- ▶ Les options suivantes sont disponibles:
 - HUMIDOBAC®
 - HUMIDOBAC® HME, stérile
- ▶ HUMIDOBAC® est un filtre antibactérien/ anti-viral destiné notamment aux systèmes de ventilation
- ▶ HUMIDOBAC® HME humidifie également l'air respirable
- ▶ Rétention des bactéries/virus : > 99,999 %
- ▶ Positionnement : entre la sonde endotrachéale/la canule de trachéotomie et la pièce en Y du système de ventilation, ainsi qu'en phase inspiratoire ou expiratoire avant le ventilateur.
- ▶ Boîtier transparent et non conducteur.
- ▶ Très léger (< 32 g).
- ▶ Durée d'utilisation maximale : 24 heures.

CONTENU	
HUMIDOBAC®	REF 46831
1x Filtre antibactérien / anti-virus (ou 50 unités, à conditionnement individuel)	
ou	
HUMIDOBAC® HME, stérile	REF 46830
1x Filtre antibactérien / anti-virus (ou 50 unités, à conditionnement individuel)	
Veuillez préciser la quantité lors de votre commande.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RÉF 46831 HUMIDOBAC®	RÉF 46830 HUMIDOBAC® HME
Volume courant	300 - 1500 ml	150 - 1500 ml
Volume mort/Volume de compression		53 ml
Résistance à l'écoulement à l'inspiration		30 l/min 9,4 mm H ₂ O 60 l/min 23,2 mm H ₂ O 90 l/min 42 mm H ₂ O
Résistance respiratoire à l'inspiration	1,4 hPa à 30 l/min 3,2 hPa à 60 l/min 5,3 hPa à 90 l/min	
Résistance respiratoire à l'expiration	1,4 hPa à 30 l/min 3,2 hPa à 60 l/min 5,0 hPa à 90 l/min	
Volume de compression	45 ml	
Capacité de filtration	99,999 %	99,9999 %
Perte d'humidité		7,2 mg H ₂ O
Restitution d'humidité		36,8 mgH ₂ O/L à un volume courant de 500 ml
Poids	29 g	31,5 g