

LARYVOX® TAPE SPECIAL


REF 48145



REF 48245



REF 48345



- ▶ Matériau stable et respirant ; offre les meilleures propriétés adhésives possibles et un aspect discret
- ▶ Sa grande flexibilité simplifie la manipulation, notamment lors de la prise en charge de trachéostomes complexes
- ▶ Non invasif
- ▶ S'adapte à la peau et permet ainsi une durée de port prolongée
- ▶ Convient de manière optimale en cas d'activité physique
- ▶ Aucun frottement dans le trachéostome
- ▶ Avec embout de 22 mm pour le raccordement d'un HME ou d'une valve de phonation avec adaptateur de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Peut être combiné avec des canules de silicone spécifiques (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** ou **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) en cas de nécessité d'une stabilisation supplémentaire de la trachée
- ▶ Trois formes disponibles : rond, ovale, XL ovale

CONTENU

LARYVOX® TAPE SPECIAL

15 x plaque de base, emballée individuellement
1 x mode d'emploi

round	REF 48145
oval	REF 48245
XL oval	REF 48345