

OPTISWAB SET LARGE / OPTISWAB SET XL

REF 31015



REF 31020



- ▶ Beide sets voor het reinigen van tracheacanules bevatten:
 - OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos (800 ml) (REF 31300) met grote diameter, om reiniging van tracheacanules mogelijk te maken. De reinigingsdoos bevat een uitneembaar zeefinzetstuk, waardoor de canules in de oplossing kunnen worden bewogen.
 - OPTIBRUSH® CLEAN reinigingspoeder (400g)(REF 331100): voor het eenvoudig en nauwkeurig bereiden van een reinigingsoplossing; alleen maar oplossen in lauwwarm water. Voor het grondig verwijderen van op de canule aangekoekte bloed- en secretestrengen.
- ▶ **OPTISWAB SET LARGE (REF 31015):**
 - OPTIBRUSH® SWAB reinigingstampon (REF 31910) voor het reinigen van tracheacanules zonder ze te beschadigen. Buigzaam kunststofstaafje met absorberende kop van polyurethaanschuimstof. Geen pluizen of rafels. Daardoor wordt het risico op irritatie van de trachea gereduceerd. Bijzonder geschikt voor tracheacanules van zachte, gevoelige kunststof, met name voor kindercanules.
- ▶ **OPTISWAB SET XL (REF 31020):**
 - OPTIBRUSH® SWAB XL (REF 31920) reinigingstampon voor het reinigen van tracheacanules zonder ze te beschadigen. Buigzaam kunststofstaafje met absorberende kop van polyurethaanschuimstof. Geen pluizen of rafels. Daardoor wordt het risico op irritatie van de trachea gereduceerd. Bijzonder geschikt voor tracheacanules van zachte, gevoelige kunststof.

LEVERINGSOMVANG

▶ Gebruiksaanwijzing

OPTISWAB SET LARGE REF 31015

1 x OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos
1 x OPTIBRUSH® CLEAN reinigingspoeder (400 g)
4 x OPTIBRUSH® SWAB reinigingstampon

of

OPTISWAB SET XL REF 31020

1 x OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos
1 x OPTIBRUSH® CLEAN reinigingspoeder (400 g)
4 x OPTIBRUSH® SWAB XL reinigingstampon

Alle setonderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Producten

OPTISWAB SET LARGE

REF

31015
OPTISWAB SET XL
31020