

LARYVOX® ADAPT

REF 48920



- ▶ Permite la conexión de dispositivos auxiliares como, p. ej., HME con un conector de 22 mm (**KOMBI**) a una cánula traqueal con un conector de 15 mm (**UNI**)
- ▶ Por un lado posee un conector de 22 mm para el alojamiento de un HME y, por otro, un adaptador que permite la conexión de un conector de 15 mm (**UNI**)

VOLUMEN DE SUMINISTRO**LARYVOX® ADAPT****REF 48920**

3 adaptador, envasado individualmente

1 Instrucciones de uso

