


TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

2 IC

REF 18932



- ▶ Tracheacanule met twee binnencanules (**IC**), lage-drukmanchet (**CUFF**) en afzuigfunctie (**SUCTION**)
- ▶ Zacht, flexibel canuleschild met opdruk van de voornaamste specificaties van de canule
- ▶ Met 15 mm draaiconnector (**VARIO**) om trek- en draaikrachten te bufferen, die door de beademings-slang kunnen ontstaan
- ▶ Met röntgencontraststrepen
- ▶ Verkrijgbaar in maten 6,5 / 7 / 8 / 9 en 10
- ▶ De set bestaat uit een canuledraagband, een obturator en een canulepas
- ▶ Binnencanules (**REF 18933**) kunnen ook apart worden besteld, de maat moet worden gekozen op basis van de **TRACHEOTEC® PRO** buitencanule.

LEVERINGSOMVANG

TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION 2 IC REF 18932-xx

- 1 x tracheacanule met CUFF en afzuigfunctie (**SUCTION**)
- 2 x binnencanule (**IC**)
- 1 x canuledraagband
- 1 x obturator
- 1 x canulepas
- 1 x gebruiksaanwijzing

Vermeld bij bestelling de maat achter het artikelnummer! De maattabel vindt u in de bijlage.



VARIO



CUFF



SUCTION


CE 0482

TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

2 IC

TECHNISCHE TEKENING

REF 18932



TRACHEOTEC® PRO VARIO CUFF SUCTION

REF 18932-xx

Maat	OD1	ID1	CD	NL	OL
065	9,3	6,5	22,0	65,8	73,5
07	10,0	7,0	30,0	68,7	77,0
08	11,3	8,0	30,0	78,5	87,9
09	12,7	9,0	30,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	30,0	93,7	105,3

Legenda

Alle gegevens in mm

OD1 = buitendiameter bij het canuleschild

ID1 = binnendiameter bij de canulepunt van de buitencanule

CD = CUFF-diameter

NL = lengte over de centrale boog

OL = lengte over de buitenboog

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)




PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	15 mm vridkoppling (VARIO) (VARIO)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.