



NECKFIX® ENDO PRO

REF 32920



REF 32921



REF 32931



REF 32932



- ▶ Tweedelige fixatieset voor endotracheale tubes, voor een veilige en comfortabele fixatie
- ▶ Middendeel: dubbelzijdig verlourslaminaat, geringe rek, met voorgelijmde kleefstrip en gleuf voor veilige fixatie van de endotracheale tubus
- ▶ Nekkussen: zacht, absorberend en huidvriendelijk katoenlaminaat aan de binnenzijde, schuimvulling in het midden, velourslaminaat aan de buitenzijde voor een veilige fixatie van de klittenbandsluitingen - verkrijgbaar in twee maten: 32,5 cm + 47 cm
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO SET:** middendeel en nekkussens
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO:** middendeel met ingevoegde kleefstrip en 2 klittenbandstrips
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad L**
- ▶ **NECKFIX® ENDO PRO Neck pad XL**
- ▶ Kleur: wit-turquoise

LEVERINGSOMVANG

NECKFIX® Endo PRO Set **REF 32920**

100 x Middendeel (28 cm) met kleef- en 2 klittenbandstrips, nekkussens L, 32,5 cm

of

NECKFIX® Endo PRO **REF 32921**

8 x 10 Middendeel (28 cm) met kleef- en 2 klittenbandstrips

of

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad L

8 x 10 Nekkussens L, 32,5 cm

REF 32931

of

NECKFIX® Endo PRO Neck Pad XL

5 x 10 Nekkussens L, 47 cm

REF 32932