

COMBIPHON® BLUE/ COMBIPHON® O₂ BLUE

REF 27131-02



CE

REF 27132-02



CE 0482



UNI



KOMBI

O₂

La válvula fonatoria Combiphon® la deben utilizar exclusivamente pacientes con laringe total o parcialmente conservada.

- ▶ Válvula fonatoria - peso reducido
- ▶ Inconfundible por su color azul que la distingue de otros accesorios, como p. ej., un HME
- ▶ Con membrana de silicona
- ▶ La membrana de la válvula, cerrada en la posición inicial, se abre brevemente durante la inspiración. Ventaja: no se requiere una presión de soplado inicial elevada para cerrar la válvula y permitir la fonación.
- ▶ Menor cansancio del paciente y mejor calidad fonatoria
- ▶ Con multiadaptador: apta para un conector de 15 mm (**UNI**) y también para un adaptador de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Para el acoplamiento a una cánula traqueal o una placa base
- ▶ Solo para pacientes traqueotomizados, no para laringectomizados
- ▶ La válvula fonatoria se debe utilizar exclusivamente en combinación con una cánula de fonación.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

COMBIPHON® BLUE	REF 27131-02
1 válvula fonatoria	
1 instrucciones de uso	
o	
COMBIPHON® O₂ BLUE	REF 27132-02
1 válvula fonatoria	
1 instrucciones de uso	

Producto	UV	REF
COMBIPHON® BLUE	1 unidad	27131-02
COMBIPHON® O₂ BLUE	1 unidad	27132-02