


LARYVOX® TAPE SPECIAL

REF 48145



REF 48245



REF 48345



- ▶ Stabiel en ademend materiaal; biedt de best mogelijke kleefeigenschappen en een onopvallend uiterlijk
- ▶ Hoge flexibiliteit maakt hanteren gemakkelijker, vooral bij moeilijke tracheostomavoorzieningen
- ▶ Niet-invasief
- ▶ Sluit goed aan op de huid en maakt zo een langere draagduur mogelijk
- ▶ Optimaal geschikt bij lichamelijke inspanning
- ▶ Geen wrijving binnen de tracheostoma
- ▶ Met 22 mm opzetstuk voor het aanbrengen van een HME of een spreekventiel met 22 mm adapter (**KOMBI**)
- ▶ Kan worden gecombineerd met speciale siliconecanules (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** of **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) als extra stabilisatie van de trachea nodig is
- ▶ Drie verschillende vormen verkrijgbaar: rond, ovaal, XL ovaal

LEVEROMVANG**LARYVOX® TAPE SPECIAL**

15 x Tracheostomapleister, individueel verpakt
1 x gebruiksaanwijzing

round**REF 48145****oval****REF 48245****XL oval****REF 48345**